

Peschke® Riboflavin Solutions

Nos solutions de riboflavine initient la formation de nouveaux ponts disulfure de collagène et protègent l'œil contre la lumière UV-A appliquée lors de la procédure de croisement de cornée.

Peschke® TE

Notre nouvelle solution transepithéliale pour la procédure epi-on

- Aucune élimination de l'épithélium cornéen nécessaire
- Réduction significative de la douleur et du risque d'infections postopératoires
- Temps d'instillation recommandé : 20 minutes (1 goutte toutes les 2 minutes = 10 gouttes)
- Aiguille en verre préchargée contenant 2.0 ml de liquide
- Ingrédients : 0,25 % riboflavine (vitamine B2), 1,0 % HPMC, 0,007 % benzalkonium chloride

Peschke® M

Solution standard de riboflavine sans dextran pour la procédure epi-off

- N'entraîne pas de diminution de l'épaisseur cornéenne
- Temps d'instillation recommandé : 20 minutes (1 goutte toutes les 2 minutes = 10 gouttes)
- Aiguille en verre préchargée contenant 3,0 ml de liquide
- Ingrédients : 0,1 % riboflavine (vitamine B2), 1,0 % HPMC

Peschke® D

Solution standard de riboflavine avec dextran pour la procédure epi-off

- L'Original de Dresde : solution de riboflavine au dextran éprouvée dans le temps
- Temps d'instillation recommandé : 20 minutes (1 goutte toutes les 2 minutes = 10 gouttes)
- Aiguille en verre préchargée contenant 3,0 ml de liquide
- Ingrédients : 0,1 % riboflavine (vitamine B2), 20 % dextran 500

Peschke® H

Solution hypotonique de riboflavine pour gonflement cornéen

- Pour faire gonfler les cornées minces ($< 400 \mu$) par effet osmotique
- Temps d'instillation recommandé : 1 goutte toutes les 5 secondes jusqu'à ce que l'épaisseur cornéenne atteigne 400 μ
- Aiguille en verre préchargée contenant 1,5 ml de liquide
- Ingrédients : 0,1 % riboflavine (vitamine B2)

Peschke® L

Solution de riboflavine à utiliser avec les procédures LASIK

- À utiliser avec les procédures LASIK sur cornées fines
- Utilisation recommandée : après préparation du flap et traitement excimère, déposer 4 à 5 gouttes sur le stroma, remettre le flap en place, attendre 1-2 minutes, ouvrir le flap et rincer la riboflavine, remettre le flap en place et irradier à 30 mW pendant 2 minutes.
- Aiguille en verre préchargée contenant 1,95 ml de liquide
- Ingrédients : $> 0,23$ % riboflavine (vitamine B2)

