



FABRICANT FRANÇAIS D'IMPLANTS INTRAOCULAIRES

 CRISTALENS

PLATEFORME **Artis**[®]

GUIDE POUR IMPLANTS INTRAOCULAIRES (IOL)

www.cristalens-international.com/fr

CRISTALENS FRANCE

12 allée Rosa Luxembourg - CS 50240 Eragny
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél +33 (0)1 34 32 30 50
SIRET : 399 402 130 00039 - RCS Pontoise B 399 402 130
SAS au capital de 448 000 Euros

CRISTALENS INDUSTRIE

4 rue Louis de Broglie 22300 Lannion - FRANCE
Tél +33 (0)2 96 48 92 92
SIRET : 480 015 619 00012 - RCS Saint Brieuc 480 015 619
SAS au capital de 4 270 568,40 €
www.cristalens-international.com

CRISTABLANK

8 Rue Schertz - Parc Phoenix Bât B1
67100 Strasbourg - France
Tél +33 (0)3 88 84 46 31
businessdevelopment@cristablank.fr

PLATEFORME *Artis*[®]

CHIRURGIE DE LA CATARACTE & CHIRURGIE REFRACTIVE

Hydrophobe

Préchargé

MONOFOCAL




Artis[®] PL E

TORIQUE



Artis[®] T PL E

BIFOCALE



Artis[®] PL M

MONOFOCAL OPTIMISÉ



Artisprime[®]

MULTIFOCAL



Artisymbiose[®] *Artisymbiose*[®]

DÉTAILS TECHNIQUES

Forme / Angulation	Hydrophobe monobloc à bords carrés sur 360° / 5°
Puissances dioptriques	De 0.0D à +35.0D par 0.5D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.74 (biométrie optique)
Constante Haigis	$a_0 = 0.088$ / $a_1 = 0.233$ $a_2 = 0.200$ (biométrie optique)
Constante Barrett II	LF = 2.27

DÉTAILS TECHNIQUES

Forme / Angulation	Hydrophobe monobloc à bords carrés sur 360° / 5°
Puissances dioptriques	De +10.0D à +35.0D par 0.5D
Puissances cylindriques	+0.75D / +1.50D / +2.25D / +3.00D / +3.75D / +4.50D / +5.25D / +6.00D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.7 (biométrie optique)
Constante Haigis	$a_0 = 0.088$ / $a_1 = 0.233$ $a_2 = 0.200$ (biométrie optique)
Constante Barrett II	LF = 2.27

Calculateur Torique disponible sur
www.cristalens-international.com/fr

DÉTAILS TECHNIQUES

Forme / Angulation	Hydrophobe monobloc à bords carrés sur 360° / 5°
Puissances dioptriques	De +10.0D à +35.0D par 0.5D
Additions (sur l'implant)	+2.50D / +3.00D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.7 (biométrie optique)
Constante Haigis	$a_0 = 0.088$ / $a_1 = 0.233$ $a_2 = 0.200$ (biométrie optique)
Constante Barrett II	LF = 2.27

DÉTAILS TECHNIQUES

Forme / Angulation	Hydrophobe monobloc à bords carrés sur 360°
Puissances dioptriques	De +10.0D à +35.0D par 0.5D
Puissances cylindriques	De 0.00D à +6.00D par 0.75D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.3 Biométrie par ultrasons 119.7 Biométrie laser
Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)	5.77 mm - Biométrie par ultrasons 6.03 mm - Biométrie laser
Indice de réfraction	1.54

Calculateur Torique disponible sur
www.cristalens-international.com/fr

DÉTAILS TECHNIQUES

Forme / Angulation	Hydrophobe monobloc à bords carrés sur 360° / 5°
Puissances dioptriques	De +10.0D à +35.0D par 0.5D
Additions (sur l'implant)	MID : Vision intermédiaire supérieure PLUS : Vision de près supérieure
Constante-A estimée (SRK-T)	119.7 (biométrie optique)
Constante Haigis	$a_0 = 0.088$ / $a_1 = 0.233$ $a_2 = 0.200$ (biométrie optique)
Constante Barrett II	LF = 2.27

ARTIS SYMBIOSE TORIQUE

Puissances cylindriques	+0.75D / +1.50D +2.25D / +3.00D / +3.75D (sur demande)
-------------------------	--

Calculateur Torique disponible sur
www.cristalens-international.com/fr

NOUVEAUTÉ